

# Legende des Behandlungsplans

Name des Patienten

# Elyzabyth Lemon-Merenguez

Fallnummer · Tarif · Datum

291585 · Unlimited · 15. April 2019



Schritte Behandlungsplan










Behandlungssymbole



Schritte Revision



-  Rosa: der Zahn wird bewegt
-  Grau: Der Zahn ist ein Pontic
-  Gestrichelt: Der Zahn fehlt
-  Ein türkises Quadrat zeigt an, wo ein Attachment geklebt werden soll.
-  Ein pinkes Dreieck zeigt die Zahnzwischenräume an, bei denen eine ASR durchgeführt werden soll. Unterschiedlich große Dreiecke visualisieren die unterschiedliche Menge an ASR.
-  Ein grauer Tropfen markiert einen Compliance-Kontrollpunkt.
-  Ein schwarzes X zeigt an, dass ein Attachment entfernt werden muss.