

Legenda do plano de tratamento

Nome do paciente

Elyzabyth Lemon-Merenguez

Caso número · Tipo de plano · Data

291585 · Unlimited · Abril 15, 2019


Etapas do plano de tratamento



Ícones de tratamento



Revisão de caso



Um dente rosa é um dente que está se movendo.



Um dente cinza é um pântico.



Um dente pontilhado é um dente ausente.



Um quadrado verde-azulado representa onde colocar um attachment.



O triângulo aponta para os dentes nos quais você deve realizar a IPR. Existem triângulos de tamanhos diferentes para representar o tamanho dos IPR.



A gota cinzenta representa a Verificação dos pontos de contato.



Um pequeno X preto representa a retirada de um attachment.